



Mikroskopieren

Geräte: Mikroskop, Objektträger, Deckgläser, Pipette

Zutaten: Homogenisierte Milch, nicht homogenisierte Milch

1

Gib von beiden Sorten Milch vorsichtig jeweils einen Tropfen auf je einen Objektträger. Reinige die Pipette zwischendurch mit klarem Wasser.

2

Lass vorsichtig je ein Deckglas auf die Tropfen gleiten. Die überschüssige Milch kannst du mit einem Papiertuch abtupfen.

3

Betrachte beide Milchproben unter dem Mikroskop.
Probiere mehrere Vergrößerungen aus.

A

